

*Protokoll QZ Hannover II – 06.05.2013 - Ort: Hubertusstr. 3-5 Langenhagen bei NWD - 19-22 Uhr*

Anwesend: Blecker, Müller D., Müller B., Noack D., Noack S., Lienard

Thema: *Digitale Abdruck*

Referent : Sirona

Apollo DI nur für Aufnahme

Scanbody für tief liegende Implantate, ansonsten scan-Cap direkt auf Ti-Base.

E-max für Abutments. mit Panavia 2.0F verkleben.

Scanbody weiss auch für inEOS.

3 verschiedene Schleifeinheiten:

MC für Blöcke bis 20mm,

MCXL für bis 40mm,

MCXL Premium (mit 4 Motoren) für bis 85mm, Metallbearbeitung mit Inlab-Software

NEM-Metall muss mit Argon eingeflutet werden in einen besonderen Glocke, deswegen kann nicht in anderen Sinteröfen gesintert werden.

Hartmetall-Fräsen für Zirkon werden evtl. nachher freigegeben werden.

Software 4.2: Artikulation für den Erstvorschlag nur verwenden, wenn beide 3er eingescannt sind. Sonst nein!.

Hands-On Omnicam.

Optragate als Lippenhalter.

Freie Diskussion und Fragen bei Fingerfood.

Nächster Termin 15.07.2013 mit dem Thema „Neue Keramiken“